

### Seringues 2 pièces BD Discardit, Boîte de 100

Convient pour tous types d'injections et la préparation de solutions médicales par aspiration

Seringues 2 pièces sans aiguille Becton Dickinson stériles, à usage unique. Sans latex et sans PVC.

- Cône Luer avec embout centré (2 ml).
- Cône Luer avec embout excentré (5ml, 10ml et 20ml).
- Corps transparent en polypropylène.
- Piston en polyéthylène.
- Glissement régulier et précis du piston.
- Ne pas utiliser avec les poussettes-seringues.

Contenance des seringues : 2ml, 5ml, 10ml et 20ml.

Sous emballage individuel stérile.

Conditionné en boîte de 100 seringues (2ml, 5ml et 10ml).

Conditionné en boîte de 80 seringues (20ml).

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Validité 5 ans.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

