

## FICHE TECHNIQUE

### Seringues HelpA 3 pièces - 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml

Seringues sans aiguille embout Luer centré, 3 pièces. La qualité et le confort d'une seringue 3 pièces pour le prix d'une 2 pièces.

Seringues 3 pièces sans aiguilles stériles à usage unique.

Corps transparent et graduations noires pour un bon contrôle visuel du dosage et une grande précision.

Joint élastomère double lèvres pour une étanchéité renforcée et une glisse parfaite.

Sans latex.

- Corps transparent en polypropylène.
- Piston avec joint.
- Cône Luer centré.
- Glissement régulier et précis du piston.

Contenance des seringues: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml et 20ml.

Sous emballage individuel stérile.

Conditionné en boîte de 100 seringues (1ml, 2ml, 5ml et 10ml).

Conditionné en boîte de 50 seringues (20ml).

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Péremption: 5 ans après stérilisation.

Matériel médical CE.

